

Jet Clear

Durch das Besprühen von Wasser mit hohem Druck hat es eine reinigende und schälende Wirkung auf das Gesicht. Ausserdem kann es während der Behandlung eine wirksame Ampulle versprühen.

Technologie:

Der starke Luftkompressor beschleunigt die kinetische Energie der mikroskopisch kleinen Luft- und Wassertropfen und schält die äusseren Schichten der toten Haut ab.

Jet-Modus

- Sanfte und doch effektive Reinigung von Haut und Kopfhaut
- Ausgangsleistung: Max. 8 bar
- Einstellbares Druckniveau
- Sowohl für destilliertes Wasser als auch für Tafelwasser

Spray-Modus

- Ampullen werden leicht von der Haut absorbiert
- Ausgangsleistung: Max. 5,5 bar
- Einstellbares Druckniveau
- Sowohl für destilliertes Wasser als auch für Tafelwasser

Technische Daten:

Luftdruck-Spray	Max. 5,5 bar
Strahl	Max. 8 bar
Applikator	Strahlapplikator, Sprühapplikator
Abmessungen (B x-T x H)	276mm x 418mm x 878mm
Gewicht	30kg

Vorteile:

Exklusiver Handstückhalter

Exklusiver Handstückhalter zur Aufbewahrung und zur Vermeidung von Verlust der Komponenten.

Einfache UI

Auswahl des Modus und Einstellung des Niveaus.

Halter für destilliertes Wasser

Halter für destilliertes Wasser auf dem Gerätekörper für die Benutzerfreundlichkeit. Sie benötigen keinen separaten Halter für destilliertes Wasser.

Schlankes Gehäusedesign

Die Breite des Geräts ist schmal, um Platz zu sparen.

Strahl-Applikator

- Anwendbar auf dem Gesicht
- Entfernen der toten Hautzellen auf der Epidermis
- Tiefes Eindringen der Lösung

Spritzapplikator

- Anwendbar auf dem Gesicht
- Entfernung der toten Hautzellen auf der Epidermis
- Tiefe Penetration der Lösung

Preis:

Auf Anfrage – Barkauf, Leasing, Raten oder Miete möglich.