

Hydrabeauty

Die Kombination von 3 Funktionen für die komplette Hautpflege. HydraBeauty ist ein Hautpflegesystem, das mit seiner spezialisierten Spitze ein Peeling und eine Porenreinigung durchführt und die differenzierte Premium-Lösung auch in die Haut eindringt, indem es das Prinzip der Elektroporation nutzt, dass die Haut klar und sauber wird.

Technologie:

Aqua-Reinigungssystem – Radiale Spitze

Die Lösung wird aus der zentralen Öffnung austreten und sich entlang des Lösungsweges verteilen, während sie mit der Haut in Kontakt ist, wobei sich die Verunreinigungen dann durch den Abfall-einlassanschluss auflösen.

Lösung dringt durch Elektroporation ein

Effektive Lösungsdurchdringung zur Hautverjüngung und Nahrung. 3 Arten von LED-Licht.

Prinzip

Es handelt sich um eine Methode zur Herstellung von Substanzen mit einem bestimmten Molekulargewicht, die durch die Zellmembran gehen. Die Elektroimpulse stören die Phospholipid-Doppelschicht, um vorübergehend Poren auf der Hautoberfläche zu bilden, und sie werden geschlossen, wenn die Elektroimpulse aufhören und die Lösung durch die Poren in die Zelle eindringt.

Schälen durch Diamantspitzen

Exfoliiert abgestorbene Haut und Unreinheiten durch Vakuumdruck, wodurch die Absorptionswirkung der Lösung maximiert wird, was zu einer viel glatteren Haut und einem deutlich besseren Hautton führt. Es bietet 3 Arten von Spitzen für verschiedene Hauttypen und angewandte Regionen.

Technische Daten:

Typ	Vakuum, Elektroporation, Diamantschälen
Eingangsleistung	AC110~240V, 50/60Hz
Tafel (LCD-Modul)	144mm x 104mm
Abmessungen (B x T x H)	330mm x 441mm x 1081mm
Gewicht	50kg

Preis:

Auf Anfrage – Barkauf, Leasing, Raten oder Miete möglich.