

EMB-Forming II

Hochtechnologie ausschliesslich für einen schlankeren Körper. Perfekt für Arme, Taille, Hüften, Oberschenkel und Waden. Muskelaufbau und Fettreduktion mit einem nicht-invasivem EMT Verfahren. Straffen Sie jetzt ihren Po, Oberschenkel und Arme ohne Operation mit dem B-Forming II von L'esMed (Suisse) GmbH.

Behandlungsprinzip:

- Kontraktionen können die Nachfrage nach Energie aus den Fettzellen erhöhen.
Freigesetztes Adrenalin signalisiert den Fettzellen, die Lipolyse einzuleiten.
- Intensive supramaximale Kontraktionen steigern die Freisetzung von Adrenalin, das einen Kaskadeneffekt auslöst, der zur supramaximalen Lipolyse in den Fettzellen führt.
- Der Überschuss an freien Fettsäuren (FFAs) verursacht eine Zelldysfunktion und die Induktion des programmierten Zelltods Apoptose. Abgestorbene Zellen kollabieren und werden auf natürliche Weise weggespült



Technische Daten:

Steuerungsmethode	Mikrocomputer
Interaktiver Anzeigemodus	Hochauflösender LCD-Touchscreen
Versorgungsspannung	220 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	2.3 KVA
Umgebungstemperatur	10 – 50 °C
Maschinengewicht	65 kg
Maschinengrösse	460 x 380 x 1130 mm
Maximale Saugleistung	70 Kpa/700 mbar

Preis:

Auf Anfrage – Barkauf, Leasing, Raten oder Miete möglich.