

## Medlpg


Medlpg ist die innovative Technologie mit 2 in 1 System. Sie beinhaltet ein Vakuum- und Massageeinsatz für Gewichtsabnahme, Körperformen, Massage, Hautstraffung, eine glatte Hautoberfläche, Faltenbehandlung und vielen weiteren Behandlungen.

### Beschreibung:

Das Erscheinungsbild dieser Maschine nimmt ein einzigartiges humanisiertes Stromliniendesign, eine kompakte Struktur und ein elegantes Aussehen an. Für eine einfache Handhabung und Wartung sind alle Behandlungsköpfe und Anschlussrohre multimedial, einfacher und bequemer zu ersetzen.

### Behandlungsprinzip:

Instrument unter Verwendung eines computergesteuerten Vakuumkopfes und der Behandlung von elektrischen Walzen mit variabler Geschwindigkeit heben die Epidermis, die Dermis und die subkutane Fettschicht, verschiedene Teile des menschlichen Körpers (wie Bauch, Taille, Gesäss, Beine, Arme, etc.) Mit Relevanz in verschiedenen Grössen, unterschiedliche Häufigkeit der Vakuumabsaugung. Für tiefes Unterhautgewebe mit drei verschiedenen Richtungen von Druck, Zug und Druckkraft dehnen Sie verschiedene Bindegewebe und stimulieren Sie das Kollagenwachstum. Cellulite verbesserte sich effektiv. Effektiver Abbau von subkutanem Fett und reduzierter Cellulite-Bildung, um den Stoffwechsel von Blutgefässen und lymphatischen Kapillaren zu beschleunigen. Machen Sie die Fettzellen nach erzwungener Bewegung zu Fettsäuren, die unwissentlich bei ihren täglichen Aktivitäten (wie Gehen und Bewegung) ausgeschieden werden, die Entgiftung wird vervierfacht.



### Technische Daten:

Steuerungsmethode	Mikrocomputer
Interaktiver Anzeigemodus	Hochauflösender LCD-Touchscreen
Versorgungsspannung	200-240 V AC/50 Hz
Leistungsaufnahme	900VA
Umgebungstemperatur	10 – 50 °C
Maschinengewicht	65 kg
Maschinengrösse	1300 x 450 x 550 mm
Maximale Saugleistung	70 Kpa/700 mbar

### Handstücke:

#### Vakuum-Handstück



#### Kopf-Handstück



### Preis:

Auf Anfrage – Barkauf, Leasing, Raten oder Miete möglich.