

CO2 Laser

Der CO2 Laser zur Hautverjüngung, Hauterneuerung, Hautglättung und zur effektiven Behandlung von unerwünschten Hautveränderungen. Auch Falten, Narben oder vergrösserte Poren lassen sich wirksam und schmerzarm behandeln.

Lasertypen



Fraktionales Handstück



Normales Handstück (50 mm, 100 mm)



Vaginalpflege-Handstück (optional)

Technische Daten:

Wellenlänge	10600 nm
Lasermedium	RF-abgeschlossener CO2-Laser
Laserstärke	55 W / 35 W
Strahlführung	Gelenkarm

Funktionsweise: Fraktionelle/Vaginalpflege

Energie	1 ~ 300 mJ/Punkt
Spotgrösse	0.1 ~ 50 ms/Punkt
Dichte	25 ~ 3025 PPA / cm ² (12 Level)
Scanbereich	20 x 20 mm
Form	Quadratisch, Sechseck, Dreieckig, Kreisförmig, Freihand
Muster	Anordnung, zufällig

Funktionsweise: Normal

Betriebsart	CW / Single Pulse / Pulse / S. Pulse / U. Pulse
Zielstrahl	Diode 655 nm (Rot), einstellbare Helligkeit
Bedienoberfläche	8" True Colour Touch screen
Spannungsversorgung	AC 110 V oder 230 V, 50/60 Hz
Kühlsystem	Luftkühlsystem
Grösse	50 x 45 x 113 cm (L x B x H)

Preis:

Auf Anfrage – Barkauf, Leasing, Raten oder Miete möglich.