

Microneedling Gerät mit fraktionierter Radiofrequenz

- Ein innovatives Verfahren zur Hautverjüngung und Regeneration.
- Zwei bewährte Therapieansätze werden miteinander kombiniert (Radiofrequenz und Microneedling)
- Beim Radiofrequenz Microneedling werden sterile Nadeln (25 / 49 / 81) in die Haut eingebracht. Anschliessend wird innerhalb von Millisekunden ein Wärmeimpuls über die Nadelspitze abgegeben. Dies führt zur Aktivierung körpereigener Regenerationsprozesse, mit gleichzeitiger Ausschüttung von Wachstumsfaktoren und Stimulation der Bindegewebszellen (Fibroblasten), welche dann vermehrt Kollagen- und Elastinfasern produzieren.
- Das dazu verwendete Serum kann von jeder Kosmetikmarke hergestellt sein.

Vorteile:

- Ergonomisch geformter Handgriff
- Präzise Zielsetzung mit regulierbaren Mikronadeln bis zu 3 mm Tiefe
- Sichere Behandlung aller Hauttypen, einschliesslich gebräunter Haut
- Spezifisch zielorientierte Tiefen mit präziser Koagulation
- Wirkt auf tieferliegende Schichten als traditionelle RF- und fraktionierte Laser
- Schnell und mühelose Genesung mit kurzen Ausfallzeiten

Technische Daten:

- Frequenz: 5 MHz
- Gesamtumfang des RF-Behandlungsniveaus: 1 – 10
- Leistung: 80 W
- Nadelarten: 81 Spitzen, 49 Spitzen, 25 Spitzen
- Nadeltiefen: 0,3 – 3 mm (regulierbar)
- Bedienung: Trittschalter
- Abmessungen: 40 x 38 x 80 cm
- Gewicht: 20 kg

Preis:

Auf Anfrage – Barkauf, Leasing, Raten oder Miete möglich.